

Tappningskateter i ftalat-fri PVC



Steril kateter utan hydrofil beläggning för intermittent kateterisering. Består av en flexibel slang samt färgkodad konnektor som kan kopplas till de mest vanligt förekommande urinpåsar på marknaden. Katetern kan med fördel användas tillsammans med katetergel. Produkten är tillverkad av ftalatfri PVC och är avsedd för engångsbruk.

Danderyd

Svärdvägen 3B
SE-182 33 Danderyd
Telefon 0770-111 115
Telefax 031-336 66 33

Göteborg

Box 50, Tagenevägen 29
SE-425 37 Hisings Kärra
Telefon 0770-111 115
Telefax 031-336 66 33

Härnösand

Saltviksvägen 11
SE-871 54 Härnösand
Telefon 0770-111 115
Telefax 0771-41 41 10

Malmö

Dockplatsen 12
SE-211 19 Malmö
Telefon 0770-111 115
Telefax 040-30 27 52

Artikelnummer	Tipp	Storlek	Längd	Antal i förpackning
19506051	Nelaton	6 ch	18cm	100
19508051	Nelaton	8 ch	18cm	100
19510051	Nelaton	10 ch	18cm	100
19512051	Nelaton	12 ch	18cm	100
19514051	Nelaton	14 ch	18cm	100
19516051	Nelaton	16 ch	18cm	100
19518051	Nelaton	18 ch	18cm	100
19506011	Nelaton	6 ch	40cm	100
19508011	Nelaton	8 ch	40cm	100
19510011	Nelaton	10 ch	40cm	100
19512011	Nelaton	12 ch	40cm	100
19514011	Nelaton	14 ch	40cm	100
19516011	Nelaton	16 ch	40cm	100
19518011	Nelaton	18 ch	40cm	100
19520011	Nelaton	20 ch	40cm	100
19522011	Nelaton	22 ch	40cm	100
19508201	Tiemann	8 ch	36cm	100
19510201	Tiemann	10 ch	36cm	100
19512201	Tiemann	12 ch	36cm	100
19514201	Tiemann	14 ch	36cm	100
19516201	Tiemann	16 ch	36cm	100
19518201	Tiemann	18 ch	36cm	100
19520201	Tiemann	20 ch	36cm	100