

Blodtrycksmätare med dosmanometer WelchAllyn, DuraShock och yttermanschett av nylon

Består av övertrycksskyddad dosmanometer (101-8000) med mycket lättavläst skala, bollpump med utsläppsventil, latexfri innerblåsa (2 slangar) och yttermanschett i blått tyg (nylon). Yttermanschetten är tvättbar (60 grader) och är försedd med storleksindikering för rätt val till olika armomfång. Alla ingående delar tål rengöring med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.



Alla ingående delar går att byta ut vid behov, se under rubrik *Reservdelar-Tillbehör*

Med yttermanschett av nylon (blå), liten skruvventil och vinyl blåsa:

Barn 0 - 1 år 3x10 cm	Art.nr: 1800-25028
Barn 1 - 4 år 6x20 cm	Art.nr: 2800-25028
Barn och ungdom 9x28 cm	Art.nr: 3800-25028
Vuxen normal arm 12x35 cm	Art.nr: 4800-25028
Vuxen kraftig arm 15x43 cm	Art.nr: 5800-25028
Vuxen lårben 18x52 cm	Art.nr: 6800-25028
Vuxen kraftig kort arm 14x40 cm, konisk	Art.nr: 7800-25028
Vuxen kraftig lårben 20x60 cm, konisk	Art.nr: 8800-25028

Med yttermanschett av nylon (blå), skruvventil och vinyl blåsa:

Barn 0 - 1 år 3x10 cm	Art.nr: 1800-21028
Barn 1 - 4 år 6x20 cm	Art.nr: 2800-21028
Barn och ungdom 9x28 cm	Art.nr: 3800-21028
Vuxen normal arm 12x35 cm	Art.nr: 4800-21028
Vuxen kraftig arm 15x43 cm	Art.nr: 5800-21028
Vuxen lårben 18x52 cm	Art.nr: 6800-21028
Vuxen kraftig kort arm 14x40 cm, konisk	Art.nr: 7800-21028
Vuxen kraftig lårben 20x60 cm, konisk	Art.nr: 8800-21028

Med yttermanschett av nylon (blå), liten skruvventil och kloropren blåsa:

Barn 0 - 1 år 3x10 cm	Art.nr: 1800-25017
Barn 1 - 4 år 6x20 cm	Art.nr: 2800-25017
Barn och ungdom 9x28 cm	Art.nr: 3800-25017
Vuxen normal arm 12x35 cm	Art.nr: 4800-25017
Vuxen kraftig arm 15x43 cm	Art.nr: 5800-25017
Vuxen lårben 18x60 cm	Art.nr: 6800-25017
Vuxen kraftig kort arm 14x40 cm, konisk	Art.nr: 7800-25017

Vuxen kraftig lårben 20x60 cm, konisk Art.nr: 8800-25017

Blodtrycksmätare med integrerad innerblåsa (TPU) och liten skruvventil:

Barn 0 - 1 år 3x10 cm Art.nr: 1800-25005

Barn 1 - 4 år 6x20 cm Art.nr: 2800-25005

Barn och ungdom 9x28 cm Art.nr: 3800-25005

Vuxen normal arm 12x35 cm Art.nr: 4800-25005

Vuxen kraftig arm 15x43 cm Art.nr: 5800-25005

Vuxen lårben 18x52 cm Art.nr: 6800-25005 (Se bild)

Vuxen kraftig kort arm 14x40 cm, konisk Art.nr: 7800-25005

Vuxen extra kraftig arm 16x50 cm, konisk Art.nr: 0800-25005

© 2010 AB Henry Eriksson | Med ensamrätt | Telefon: 08 - 647 48 05 | info@henryeriksson.se