



MoliCare[®] fixpants long leg

Fixeringsbyxa med ben

MoliCare fixpants long leg är en elastisk fixeringsbyxa som passar både kvinnor och män. Byxan ger en god och enkel fixering för alla typer av inkontinensskydd.



1 Hög elasticitet

Den höga elasticiteten gör det lätt att byta och fixera skyddet.

3 Storleksmarkering

De färgade trådarna i midjan visar byxans storlek.

2 Vävteknik

Byxans material av finstickad väv ger hög elasticitet och gör så att den anpassar sig väl efter kroppens former.



Helps. Cares. Protects.

Material:

96% Polyamid
4% Elastan
Latexfri

Tvättanvisning:

Byxan kan tvättas i 60°C. Byxan kan tvättas upprepande gånger.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt klass I, osteril och är CE-märkt enligt EU-förordning 2017/745 MDR.



Fördelar:

Säker fixering och passform
Tydlig storleksmarkering

| Storlek | Art.nr. | Midjemått | Färgkod | Förp. |
|----------|---------|------------|---------|-------|
| Medium | 947 763 | 60-100 cm | Blå | 5 st |
| Large | 947 764 | 80-120 cm | Brun | 5 st |
| X-large | 947 765 | 100-160 cm | Grön | 5 st |
| XX-large | 947 766 | 140-180 cm | Grå | 5 st |
| Medium | 947 741 | 60-100 cm | Blå | 50 st |
| Large | 947 742 | 80-120 cm | Brun | 50 st |
| X-large | 947 743 | 100-160 cm | Grön | 50 st |
| XX-large | 947 744 | 140-180 cm | Grå | 50 st |

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24
334 21 Anderstorp
T. 0371-58 74 00
F. 0371-58 74 45
E. info@hartmann.se

www.hartmann.se
www.hartmann.info