


TIVA-set



Aggregat för Total Intravenös Anestesi



Förlängnings slang med inbyggda trevägskranar, backventil och förlängnings slang, anpassade och specialtillverkad för Total Intravenös Anestesi.

TIVA set är speciellt framtaget för användning vid Total Intravenös Anestesi.


RH-Setet (utan sprutpumpsslangar) finns med 2- respektive 3-kranblock och TIVA setet finns med 1-, 2- och 3 anslutningar. Båda modellerna naturligtvis med färgmarkerade 3-v kranar.

Anpassade för Ditt behov med eller utan infusionsaggregat såväl med eller utan sprutpumpsslangar. backventiler samt patientanslutning - denna även med integrerat SWAN-Lock injektionsmembran för enkel tillförsel av extra läkemedel, t ex smärtstillande. Alla detaljer är limmade för största möjliga säkerhet.

När anestesi är klar kopplas aggregatet isär före 3-vägskranarna och fungerar då som ett infusionsaggregat som kan användas för fortsatt vätsketillförsel postoperativt.

CODAN över 40-åriga erfarenhet från tillverkning av produkter för infusionsterapi garanterar att produkterna är anpassade till de höga krav som dagens moderna sjukvård kräver.

Aggregat för Total Intravenös Anestesi



1. Skyddshuv säkerställer steriliteten av aggregatets insida. Insticksspetsen speciellt utformad för lätt penetration av alla förekommande gummiproppar och plast-membran
2. Luftning med integrerat hydrofob bakteriefilter och backventil som skyddar filtret från kontakt med infusionslösningen vid övertryck i flaskan. Luckan skall stängas när inte luftning av flaska behövs.
3. Droppkammare med nivåring. Den flexibla och reflexfria droppkammaren möjliggör enkel och snabb inställning av vätskenivån. Vätskefilter med 176 mm² verksamt filteryta och exakt maskvidd på 15µm
4. Slang av transparent PVC, 175 cm Ø 3,0 x 4,1 mm
5. Droppregulator för noggrann inställning av dropptakten.
6. Luerlock koppling med inbyggd backventil (R-lock) förhindrar backflöde. Öppnar automatiskt i flödesriktningen och stänger automatiskt vid backflöde
7. Inbyggda trevägskranar i inert material. Elimineras risken för isärkoppling. Tål fettlösningar och etanolbaserade läkemedel. För anslutning till sprutpumpsslang alt. infusionslösningar
8. Anslutning till patient.
9. Luer-lock koppling med Flowstop förhindrar läckage och säkerställer steriliteten på aggregatets insida

Steriliseringmetod

EO

EN Standarder

Fyller standarder: DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN 20594-1/DIN EN 1707.

Artikel nr.	Produktbeskrivning	Avd fp.	Trpt fp.	Pall fp.	Latex fri	PVC fri	S/OS	Mjukgörare
TIVA-set utan förlängningsslangar								
764000	TIVA-set RH2 m inf agg+två 3-v-kranar	80	80	2560	J	N	S	TOTM
764002	TIVA-set RH3 m inf agg+tre 3-v-kranar	20	160	1280	J	N	S	TOTM
764863	TIVA-set 3 m inf agg green line®		16	1008	J	J	S	NEJ
764860	TIVA-set RH2 m två 3-v-kran+inf agg green line®		100	3600	J	J	S	NEJ
764861	TIVA-set RH3 m tre 3-v-kran+inf agg green line®		20	6300	J	J	S	NEJ
764044	TIVA-set 2 m inf agg roterande Luer-Lock enkel modell				J	N	S	TOTM
764046	TIVA-set 2 m inf agg - 150cm sprutpumpsslangarenkel modell				J	N	S	TOTM
TIVA-set med integrerade sprutpumpsslangar								
764012	TIVA-set 2 m inf agg och sprutpumpsslangar DEHP-fritt	20	20	1260	J	N	S	TOTM
764862	TIVA-set 2 m inf agg green line®		20	1260	J	J	S	NEJ
764863	TIVA-set 3 m inf agg green line®		16	1008	J	J	S	NEJ
764037	TIVA-set 2 enkel modell		100		J	N	S	TOTM
764042	TIVA-set 2 210cm slang enkel modell				J	N	S	TOTM
764047	TIVA-set 2 m inf agg 210cm slang enkel modell				J	N	S	TOTM
TIVA-set med integrerade sprutpumpsslangar med SWAN-LOCK injektionsmembran								
764022	TIVA-set 2 m inf agg m Y-SWAN-LOCK®	20	20	1260	J	N	S	TOTM
764030	TIVA-set 2 m SWAN-LOCK®	20	20	1260	J	N	S	TOTM
764864	TIVA-set 2 m Y-SWAN-LOCK® green line®		20		J	J	S	NEJ
764865	TIVA-set 2 m Y-SWAN-LOCK®+inf agg green line®		20		J	J	S	NEJ
764041	TIVA-set 2 210cm slang m SWAN-LOCK® enkel modell				J	N	S	TOTM
764045	TIVA-set 2 m inf agg 210cm m SWAN-LOCK® enkel modell				J	N	S	TOTM