



## PINCETTER / PEANG

**MEDIPLAST®** kan erbjuda Er tre olika varianter:

- Den gröna är en enklare pincett som lämpar sig för att exempelvis tvätta ett sår. Material polystyren.
- Den vita pincetten är finare i spetsen och ger ett stabilare grepp. Denna kan användas både vid sårtvätt samt suturtagning, då det krävs lite mer av pincetten. Material polystyren.
- Den blå är en stabil, låsbar peang som lämpar sig väl för såväl sårtvätt som preoperativ tvätt. Material: ABS plast.

Artikelnr	Benämning	Avd.frp	Trp.frp
<b>601170</b>	Pincett, grön, osteril. Förpackad 50 st/ plastpåse	50	300
<b>601171</b>	Pincett, grön, steril (EO) Styckförpackad	50	300
<b>601172</b>	Pincett, vit, osteril. Förpackad 50 st/ plastpåse	50	300
<b>601173</b>	Pincett, vit, steril (EO.) Styckförpackad	50	300
<b>601174</b>	Peang, blå med ring, 18 cm, steril (EO). Styckförpackad	12	96

Avd.fp = min.kvant/best

