

UPPDRAGNINGSKANYL / SPIKE

- Eliminerar risken för spill
- Förenklar beredning och uppdragning av läkemedel
- Tättslutande snäpplock som stängs och öppnas enkelt med enhandsfattning
- Färgkodat lock
- Ergonomisk design
- Engångs, sterilt 1-styck förpackad i peel pack

Art nr.	Beskrivning	Avd/Trp fp
60A6425	MediSpike 0,1 my luftfilter	50/1000
60A6426	RoweSpike II 0,1 µm luftfilter och 5 µm vätskefilter	300/300
60A6427	MediSpike Chemo 0,1 µm luftfilter samt 5 µm vätskefilter	50/1000



Specifikationer:

- 0,1 µm luftfilter, hydrofobiskt. Filterarea 0,36 cm²
- 5 µm vätskefilter. Filterarea 1,29 cm
- 0,1 µm aerosolfilter
- Deadspace +0,16 ml
- Max tryck 1 bar (=750 mmHg)

Material:
MediSpike: ABS och PP, membran PTFE, Polyester
MediSpike Chemo: ABS och PP, membran PTFE Polyester, vätskefilter PET

Sterilisering: ETO
PVC och Latex fri