




Sanicare Urinflaska för män

Urinflaska i vit polyetenplast

Flaskan är framställd i kraftig plast, som är delvis genomskinlig. Urinflaskan rymmer ca 1 000 ml och har tydlig volymangivelse graderad i 100 ml intervaller. Den är lätt att tömma och göra ren. Tål värmedesinfektion i upp till 90°C.

Handhavandeinstruktioner: Urinflaska med lock är avsedd att användas av män som har svårt att ta sig till toaletten. Den kan användas i liggandes, ståendes eller i sittandes ställning.



Benämning	Sanicare Urinflaska för män
Varumärke	Sanicare
Sanicare art nr	2901
Antal produkter / förpackning	1 st
Antal produkter / transport förpackning	48 st
Kapacitet	1000 ml
Material	Polyeten
Material, lock	Polypropen
Rengöring av flaskan	Tål värmedesinfektion upp till 90°C
Kasseras	Sorteras efter lokal anvisning
Förvaring	Rumstemperatur
Övriga information	Produkt innehåller inte PVC eller Latex



Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.



Tillverkare:
Sanicare AB
Skreavägen 15
311 44 Falkenberg



Se till att rengöra flaskan efter varje användning. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme



sanicare
your daily life