



Täcke Sling 150x200

Kanalstickat fibertäcke med god komfort.
Allergivänligt.

Material

50% bomull och 50% polyester
Softfilling - stoppad med polyesterhålfiber

Produktfakta

Mått / Vikt: 150x200 cm / 700gr.

Tvättråd: Rekommendationer enligt nedan.



Produktnamn: Täcke Sling 150x200 cm
Art. nr: 233001



Kudde Lentus

Allergivänlig fiberkudde med bästa komfortegenskaper. Mjuk och spänstig, hög kvalitet med fina tvättegenskaper.

Material

100% ekologisk bomullscambric. Stoppad med bollfiber - silikoniserad polyesterhålfiber och kantad med lyxig vit piping (kant).

Produktfakta

Mått / Vikt: 50x60 cm / 530 gr.

Tvättråd: Rekommendationer enligt nedan. Håller formen även efter flera tvättar.



Produktnamn: Kudde Lentus
Art. nr: 230101

