

ONEMED

PRODUKTBLAD

Kanylburk Sharpak 35 Art nr. 1001762



Produktinformation

Beskrivning Sharpak 35 plus (3,5L)

Specifikation: Max kapacitet: 3,5 liter
Fyllningsnivå: 2,63 liter
Höjd: 195 mm
Längd: 177/206 mm
Bredd: 177 mm
Öppning: 59,8x49 mm
Max vikt: 1 kg
Egenvikt: 0,328 kg

Testad och godkänd enligt UN3291. Godkänd enligt BS EN ISO 23907:2012. Svensk etikett med märkning enligt SOSFS 2005:2

Antal/avdelningsförpackning: 1
Antal/transportlåda: 40
Enhet: ST