

**Användningsområden**

Klorbaserat effektivt desinfektionsmedel för arbetsytor såsom skärbrädor och verktyg inom livsmedelshantering.

Produktegenskaper

Lagringsstabil, klorbaserat pulver. Även rengörande och blekande verkan.

Verksamt ämne per 100 g produkt:

Natriumdikloroisocyanurat dihydrat 13g

Benämning	Klorill
Produktgrupp	Köksrengöring
Utseende	Vit
Densitet (20 °C)	1120 kg/m ³
pH brukslösning	ca 9

Doseringsanvisning

20 gram/10 liter vatten

Inverkningstid: 15 min. Skölj därefter med vatten.

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Förpackningar

Art.nr.	Enhet	Antal/krt
10950	1,7 kg kapsel	6

Transport och förvaring

Förvaras svalt, skyddat från solljus.

Säkerhetsföreskrifter

Produkten är irriterande, se etikett och säkerhetsdatablad för ytterligare information.

<http://www.rekal.se/sakerhetsdatablad/>

Produkten är registrerad hos Giftinformationscentralen, tel 112.