


evercare[®] Vertikal duk, liten

REF: 1330-02

evercare[®] Vertikal duk med uppsamlingspåsar för vätskor är en operationsduk som utgör en vertikal barriär som håller C-armen isolerad från det sterila operationsområdet under höftfraktur-/femurfraktur- eller traumaingrepp. Steril

Egenskaper

- ▶ Uppsamlingspåse för vätskor
- ▶ Sug- och diatermipåse
- ▶ Incisionsfilm
- ▶ Uppfyller kraven i SS-EN 13795-1 Kritiskt produktområde med hög prestanda




REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
1330-02	Vertikal duk med incisionsfilm, med uppsamlingspåse för vätskor, steril, Transparent, Transparent	330 x 240 cm, öppning 40 x 30 cm, påsar 24 x 24 cm	14 / 28

Försäljningsenhet: Transportförpackning

Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter. Steriliserad med EO (etylenoxid) enligt giltig version av ISO 11135-standard.



REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-01
EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10

I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

Uppfyller produktstandard:

EN13795-1

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
Vertikal duk	PE-film, transparent
Incisionsfilm	Självhäftande polyetylenbelagd
Vätskeuppsamlings- och sug-/ diatermipåsar	PEVA, transparent
Tråd till vätskeuppsamlingspåse	Metall med blå polyetylenbeläggning
Ventil	PE, vit
Slanghållare	PE film, blå

Varningar och rekommendationer

Varningar	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrans och korskontaminering kan uppstå. Får ej användas om förpackningen är skadad.
Förvaringsrekommendationer	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
Hållbarhetstid	5 år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek (L x V x H) mm
Enhetsförpackning	Medicinskt papper, PE/PET film	420 x 603
Dispenserförpackning	TCF eller ECF kvalitet	485 x 285 x 287
Transportförpackning	TCF eller ECF kvalitet	500 x 310 x 590
Förpackningstejp	Transparent	N/A

Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispenserförpackning	Transportförpackning
1330-02	06438129119299	06438129319293	06438129519297

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.