

evercare[®] Elastiskt fixeringsförband Fix Premium

REF: 4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4150, 4151, 4152, 4153, 4154

evercare[®] Elastiskt fixeringsbandage Fix Premium är töjbart med en mjuk och porös struktur. Tack vare bandagets luftgenomsläpplighet och mjukhet är det formbart, enkelt att applicera och bekvämt att använda. Tack vare vävda kanter och noggrant utvalda råmaterial kan bandaget användas för fixering av de flesta förband, särskilt på leder och runda kroppsdelar, samt för fixering av små medicintekniska produkter på patientens kropp. Förpackningen är utformad för enkel produktidentifiering.

Egenskaper

- ▶ Helvävda kanter som minimerar lösa trådar
- ▶ Fixering av alla typer av förband, särskilt på leder och runda kroppsdelar
- ▶ Mjukt och bekvämt
- ▶ Halksäker passform
- ▶ 100 % stretch
- ▶ 60% polyamid och 40% viskos



REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
4110	Elastiskt fixeringsförband Fix Premium, polyamid och viskos, enhetsförpackning, icke-sterilt, Vit	4cm x 4m	20 / 720
4111	Elastiskt fixeringsförband Fix Premium, polyamid och viskos, enhetsförpackning, icke-sterilt, Vit	6cm x 4m	20 / 560
4112	Elastiskt fixeringsförband Fix Premium, polyamid och viskos, enhetsförpackning, icke-sterilt, Vit	8cm x 4m	20 / 480
4113	Elastiskt fixeringsförband Fix Premium, polyamid och viskos, enhetsförpackning, icke-sterilt, Vit	10cm x 4m	20 / 400
4114	Elastiskt fixeringsförband Fix Premium, polyamid och viskos, enhetsförpackning, icke-sterilt, Vit	12cm x 4m	20 / 320
4150	Elastisk fixeringsförband Fix Premium, polyamid och viskos, Vit	4cm x 4m	20 / 720
4151	Elastisk fixeringsförband Fix Premium, polyamid och viskos, Vit	6cm x 4m	20 / 560
4152	Elastisk fixeringsförband Fix Premium, polyamid och viskos, Vit	8cm x 4m	20 / 480
4153	Elastisk fixeringsförband Fix Premium, polyamid och viskos, Vit	10cm x 4m	20 / 400
4154	Elastisk fixeringsförband Fix Premium, polyamid och viskos, Vit	12cm x 4m	20 / 320

Försäljningsenhet: Transportförpackning

Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter.



Not made with natural rubber latex



REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

Uppfyller produktstandard:

DIN 61632, DIN 61634

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Material

Komponent

Råmaterial och egenskaper

Bandage

60 % polyamid, 40 % viskos, osträckt längd 2 m, sträckt längd 4 m, tøjbarhet ca 100 %, elasticitet ca 85%

Varningar och rekommendationer

Varningar	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrans och korskontaminering kan uppstå.
Förvaringsrekommendationer	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
Hållbarhetstid	5 år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek (L x V x H) mm
Enhetsförpackning	N/A	N/A
Dispensförpackning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	4110: 175 x 140 x 45 4111: 175 x 140 x 65 4112: 175 x 140 x 85 4113: 175 x 140 x 105 4114: 175 x 140 x 125 4150: 175 x 140 x 45 4151: 175 x 140 x 65 4152: 175 x 140 x 85 4153: 175 x 140 x 105 4154: 175 x 140 x 125
Transportförpackning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	4110: 425 x 365 x 295 4111: 475 x 365 x 295 4112: 530 x 365 x 295 4113: 545 x 365 x 295 4114: 520 x 365 x 295 4150: 425 x 365 x 295 4151: 475 x 365 x 295 4152: 530 x 365 x 295 4153: 545 x 365 x 295 4154: 520 x 365 x 295
Förpackningstejp	PVC-fri, Transparent	N/A

Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispensförpackning	Transportförpackning
4110	N/A	06438129314564	06438129514568
4111	N/A	06438129314571	06438129514575
4112	N/A	06438129314588	06438129514582
4113	N/A	06438129314595	06438129514599
4114	N/A	06438129314601	06438129514605
4150	N/A	06438129314632	06438129514636
4151	N/A	06438129314649	06438129514643
4152	N/A	06438129314656	06438129514650
4153	N/A	06438129314663	06438129514667
4154	N/A	06438129314670	06438129514674

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.