

## evercare<sup>®</sup> Kirurgiska kompresser, röntgendetekterbara, nonwoven, sterila







REF: 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235

evercare<sup>®</sup> Röntgendetekterbara kirurgiska kompresser, nonwoven, sterila, med färgkodning för enkel produktidentifiering och numeriskt kontrollsystem för räkningshjälp. Kontrollsystemet innehåller följande information: färgkod, REF-nummer, produktens torrvekt, antal individuella svabbar, storlek på enskilda kompresser, material och kontrollbatchnummer. Som en del av produktionsprocessen räknas och kontrolleras produkterna av en metalldetektor och materialet dammsugs för att minimera lösa trådar. Dessa kompresser luddar inte och är kostnadseffektiva. Inkluderar en extra nonwoven-påse under den sterila barriären för att möjliggöra aseptisk teknik när produkten tas ut ur påsen och hålls på plats.

### Egenskaper

- ▶ Detekterbar med röntgen
- ▶ Steriliserad med EO
- ▶ Numeriskt kontrollsystem
- ▶ Färgkodningssystem för enkel produktidentifiering
- ▶ Förpackade i en luddfri förpackning som är lätt att öppna
- ▶ Hög absorptionsförmåga
- ▶ Röntgentråden är säkert fastsvetsad i nonwoven-materialet




REF	Beskrivning	Färgkod	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
3230	Kirurgiska kompresser, röntgentråd, nonwoven, 5-pack, sterila, Orange		10x40cm	130 / 1040
3231	Kirurgiska kompresser, röntgentråd, nonwoven, 5-pack, sterila, Grön		20 x 40 cm	65 / 520
3232	Kirurgiska kompresser, röntgentråd, nonwoven, 5-pack, sterila, Brun		30x40cm	45 / 360
3233	Kompresser för operation, röntgentråd, nonwoven, enhetsförpackning, sterila, Grå		40 x 65 cm	20 / 160
3234	Kirurgiska kompresser, röntgentråd, nonwoven, 5-pack, sterila, Svart		40 x 65 cm	20 / 160
3235	Kirurgiska kompresser, röntgentråd, nonwoven, 5-pack, sterila, Blå		40x40cm	30 / 240

Försäljningsenhet: Transportförpackning

## Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter. Steriliserad med EO (etylenoxid) enligt giltig version av ISO 11135-standard.



### REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

### Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-7  
EN ISO 10993-10  
EN ISO 10993-11

### I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

### Uppfyller produktstandard:

EN ISO 11135, EN 1644-1, EN 1644-2

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

## Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
Nonwoven	Viskos 70 %, polyester 30 %, vit
Röntgentråd	DEHP-fri, svart röntgentråd, med min. 60 % (w/w) bariumsulfat
Innerpåse	PP nonwoven, blå

## Varningar och rekommendationer

<b>Varningar</b>	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrats och korskontaminering kan uppstå. Kontrollera alltid antalet artiklar innan användning. Om antalet ej överensstämmer med det angivna antalet på förpackningen, använd ej produkten.
<b>Förvaringsrekommendationer</b>	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme mellan 15 - 25 °C. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
<b>Avfallshantering</b>	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
<b>Hållbarhetstid</b>	5 år

## Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek ( L x V x H ) mm
<b>Enhetsförpackning</b>	Medicinskt papper, PP/PE film	3230: 200 x 185 3231: 200 x 185 3232: 200 x 185 3233: 200 x 265 3234: 200 x 165 3235: 200 x 155
<b>Dispensförpackning</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	3230: 190 x 165 x 285 3231: 190 x 165 x 285 3232: 190 x 165 x 285 3233: 285 x 175 x 190 3234: 285 x 175 x 190 3235: 190 x 165 x 285
<b>Transportförpackning</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	3230: 600 x 400 x 350 3231: 600 x 400 x 350 3232: 600 x 400 x 350 3233: 600 x 400 x 370 3234: 600 x 400 x 370 3235: 600 x 400 x 350
<b>Förpackningstejp</b>	PVC-fri, Transparent	N/A

## Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispenserförpackning	Transportförpackning
3230	06438129114362	06438129314366	06438129514360
3231	06438129114379	06438129314373	06438129514377
3232	06438129114386	06438129314380	06438129514384
3233	06438129114393	06438129314397	06438129514391
3234	06438129114409	06438129314403	06438129514407
3235	06438129119022	06438129319026	06438129519020

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.