



Pop-on

Pop-on

Pop-on är en självhäftande urindroppssamlare för korta eller retraherade penisar. Skaftet är kortare men den självhäftande delen är lika stor som hos en urindroppssamlare av normallängd och standardtyp. Den knicksäkra uppsamlaren är tillverkad i transparent silikon vilket underlättar inspektion av huden.

Det mjuka silikonet andas, vilket främjar frisk hud då det släpper ut överskottsfukt, reducerar irritation pga friktion samt ger en maximal komfort.

Skaftets längd: 37,5 mm

Häftytans längd: 35 mm

Rätt storlek mäts ut vid penisroten.


Hållbarhet i obruten förpackning: 5 år.

Rekommenderad användningstid 24 timmar.

Användningsområde: urininkontinens.

Latex- och PVC fri

Meteko art.nr.	Storlek	Omkrets	Diameter	Förp.
RC-32301	small	80 mm	25 mm	30
RC-32302	medium	90 mm	29 mm	30
RC-32303	intermed	100 mm	32 mm	30
RC-32304	large	113 mm	36 mm	30
RC-32305	x-large	129 mm	41 mm	30



Leverantör



För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com