

ViTri:Plåster



Produktbeskrivning:

Hudvänligt plåster i non-woven eller PU-film, med ej vidhäftande sårdyna. Non-woven plåstren är beigefärgad, plåstren av PU-film transparenta. Vidhäftande ämne akrylathäftmassa.

Indikationer:

Produkten är avsedd att skydda små sår, såsom skärsår, bett och hemostas på huden (efter provtagning). Bör ej användas vid allergi mot vidhäftande ämnen.

Artikelnummer	Beskrivning (B x L)	Antal per förpackning
818300	38 x 38 mm, dynans storlek 18 x 18 mm (pu-film)	200 st/avd fp 7000 st/trpfp
818302	38 x 38 mm, dynans storlek 18 x 18 mm (non-woven)	200 st/avd fp 7000 st/trpfp
818303	14 x 40 mm, dynans storlek 14 x 10 mm (non-woven),	250 st/avd fp, 15000 st/trpfp
818304	19 x 40 mm, dynans storlek 12 x 20 mm (non-woven)	250 st/avd fp, 15000 st/trpfp
818305	19 x 72 mm, dynans storlek 12 x 24 mm (non-woven)	250 st/avd fp, 7000 st/trpfp
818309	25 x 72 mm, dynans storlek 18 x 24 mm (non-woven)	200 st/avd fp, 7000 st/trpfp
818312	38 x 38 mm, dynans storlek 18 x 18 mm (non-woven)	100 st/avd fp, 7000 st/trpfp
818313	14 x 40 mm, dynans storlek 14 x 10 mm (non-woven)	100 st/avd fp, 15000 st/trpfp
818314	19 x 40 mm, dynans storlek 12 x 20 mm (non-woven)	100 st/avd fp, 15000 st/trpfp
818315	19 x 72 mm, dynans storlek 12 x 24 mm (non-woven)	100 st/avd fp, 7000 st/trpfp