

PolyMem® STANDARD

PolyMem är ett unikt multifunktionellt förband designat för att optimera och aktivt stimulera läkningsprocessen. Alla PolyMem förband innehåller Glycerin, Surfactant och Superabsorbent som effektivt rensar, fyller, absorberar och ger en jämn fuktighet till såret under hela sår-läkningsprocessen.

PolyMem STANDARD

För lätt till måttligt vätskande sår. Låg MVTR (moisture vapor transmission rate) säkrar en fuktig sår-läkningsmiljö. Finns även med silver.



POLYMEM STANDARD UTAN FIXERING

Art.nr.	Storlek	Antal fp	Antal trfp
5022	5 x 5 cm	20 stk	5 stk
5033	8 x 8 cm	15 stk	4 stk
5044	10 x 10 cm	15 stk	4 stk
5055	13 x 13 cm	15 stk	2 stk
5077	17 x 19 cm	15 stk	2 stk
5124	10 x 32 cm	12 stk	1 stk
5244	10 x 61 cm	4 stk	2 stk
5824	20 x 60 cm	2 stk	1 stk

EGENSKAPER POLYMEM

- Hämmar inflammation
- Minskar smärta
- Optimerar fuktighetsbalansen i såret
- Främjar sår-läkning
- Upprensande effekt
- Stimulerar autolytisk debridering
- Ökad kapillärkraft främjar bildandet av granulationsvävnad
- Reducerar risken för infektioner
- Smärtfria förbandsbyten, minskad risk att förbandet fastnar

INDIKATIONER POLYMEM

- Trycksår
- Diabetessår
- Venösa och arteriella sår
- Tagställen och transplantat
- Dermatologiska åkommor
- Ytliga sår
- Traumatiska sår
- Kirurgiska sår
- Brännskador, första och andra gradens
- Strålskadad hud
- Blottade senor
- Runt tracheostomier, sonder och katetrar