

StatLock CV Fixering

- Minskar risken för komplikationer som annars kan uppstå vid fixering med tejp eller sutur.
- Ökar patientkomforten genom att utesluta fixering med sutur.
- Förhindrar skador av nålstick som är accessionerade med en vanlig kateterfixering.

- Fixering av kateter
 - Säker och håller katetern på plats.
 - Passar till de flesta förekommande CVK-Katetrar.

- Fixering mot huden
 - Erbjuder en snabb och lätt applicering.
 - Andningsbar, latexfri trikå höjer säkerheten och komforten för patienten.
 - Hudvänlig skumdyna, designad för att vara varsam mot huden.

- Fixering av Pigtailkateter
 - Ideal för att förhindra spänningar vid utdragning av katetern.

Produkt	Artikelnummer	Antal i förp.
StatLock CV Plus, Crescent Tricot Pad, Sliding Post, Pigtail	CV0220CE	25st

