



StopHemo-H är en effektiv blodstillande vadd.

- Används vid avslutning av dialysbehandlingen när dialyskanylerna avlägsnas från AV-fisteln
- Ett naturligt val, innehåller kalciumalginat isolerat av havstång (laminaria hyperborea)
- Stoppar blödningen genom att accelerera koaguleringen.
- Absorberar vätskan från såret och bilda en gelyta som skyddar såret från yttre smuts

Beskrivning	Produktkod	Förpackning
StopHemo-H	SH50	50

NORDIC
MEDCOM

Tfn: +46 33 22 88 58
info@nordicmedcom.se