

Uro/Dränagepåse

- med backventil.



Uro/Dränagepåsen har avtappning med förslutningspropp och kan användas för urostomier men också som dränage och fistelbandage.

Bandaget har backventil och en mjuk och följsam hydrokolloid. Baksidan av bandaget är klätt med ett non-woven skikt och framsidan är genomskinlig. Bandagen har ml gradering.

Kopplingsstycke till dränagepåse medföljer i förpackningen.

Varunummer	Uro/Dränagepåse	Gradering
201784	MINI, hålstorlek 3mm, uppklippbar	25 - 100ml
201783	MIDI, hålstorlek 5mm, uppklippbar	25 - 150ml
201782	MAXI, hålstorlek 5mm, uppklippbar	25 - 300ml

*20 stycken **Uro/Dränagepåsar** i varje förpackning.*