



tg® fingerförband

Tubulärt fixeringsförband finger

Färdigt-att-använda fingerförband av tubgas. Ett fint, sömlöst, stickat tubulärt förband för fixering . Mycket hudvänligt, mjukt och komfortabelt.

Förbandet är stickat av fint garn gjort av 67% blekt bomull och 33% viskos.

Singelförpackad i påse av polyetylen.

tg förband går att sterilisera (autoklav 121°C).

Storlek/cm	Lev.artnr	Avdfp	Trpfp
Fingerförband	24 080	25	250

Avdelningsförpackning av återvinningsbar cellulosa.

Produkten är registrerad enligt MDR Klass I.