

# KD-FINE® BLUNT

**KD-FINE® BLUNT** sterila, trubbiga nålar för engångsbruk är avsedda för uppdragning av läkemedel/ lösningar/vätskor från injektionsflaskor.

De kan användas för icke-invasiv spolning.

Tack vare den trubbiga spetsen minskar risken för att gummiförslutningar fragmenteras. Varianter utrustade med ett filter är särskilt lämpliga för uppdragning av läkemedel från glasampuller, då filtret tar bort eventuella glasflisor (filtrets säkerhetsfunktion).

Risken för stickskada hos användaren minskar då nålen är trubbig.

**KD-FINE® BLUNT** steriliseras med etenoxid, är giftfri och pyrogenfri.

## Produktbeskrivning

- Trubbig spets
- 40 mm och 50 mm lång
- Med eller utan filter (5 µm)
- 45°
- PVC- och DEHP-fri, latexfri
- Hållbarhet 5 år



REF	Storlek x längd (tum)	Utvändig diameter x längd (mm)	Filter	Slipning	Vägg	Antal i förpackning
909294	18 G x 1 1/2 1,20 x 40	1,20 x 40		trubbig	normal	100
909300A	18 G x 1 1/2	1,20 x 40	X	trubbig	normal	100
910597	18 G x 2	1,20 x 50		trubbig	normal	100
910603A	18 G x 2	1,20 x 50	X	trubbig	normal	100

Komponent	Material	Förpackningsmaterial:	Sterilisering:	Standarder:
Nålfattning:	Polypropylen	Medicinskt papper	Etylenoxid (EO)	EN ISO 13485
Fästmedel:	Epoxyim	Transparent blisterförpackning PE/PA		EN 20594-1
Filter:	Polypropylen			EN ISO 7864
Kanyl:	Rostfritt stål			CE 0123
Skyddslock:	Polypropylen			EN 1707
Smörjmedel:	Silikonolja			EN 6009
				Klass II a