

Reko nappflaska



Produktinformation:

Fin nappflaska i mindre storlek, 130 ml, för den första tidens matning med ersättning eller för dryck när barnet själv dricker vid matbordet. Fungerar självklart även för vanlig välling. Hålet på dinappen varierar du enkelt själv med att köpa till den dinapp du behöver. Till flaskan följer alltid Dinapp Kula med normalt hål i silikon.

I flaskan sitter alltid Dinapp Kula med normalt hål. Denna går självklart att byta ut mot den mot någon av våra andra om det skulle passa bättre för era behov.

Material
Samtliga plastdelar: PP
Dinapp: Silikon