



Appliceringsflaska Sprint 200

500 ml

Lev art nr/REF: 7513974

Leverantör: Diversey Sverige AB

Leverantör art.nr.	Tillverkare art.nr.
7513974	7513974

Produktbeskrivning

Appliceringsflaska till Sprint 200
För applicering av produkt. 500 ml.

- Hållbar screentryckt flaska
- Ingen etikett som kan lossna
- Med appliceringspip
- Återfyllningsbar

Antal/transportförpackning: 6
Enhet: ST