

PRODUKTINFORMATION-ARMERAD TRAKEALTUB



PVC, ORAL/NASAL

- Knick-resistent, armerad och flexibel PVC
- Tydliga markeringar
- Stämbandsmarkerig 3 cm ovanför kuff
- Soft Seal® kuff
- Pilotballongen är försedd med information om storlek och kuffens vilodiameter
- 15 mm ISO standard konnektor
- Mjuka avfasade kanter vid tubspets



*Pilotballongen ska placeras och fixeras utanför det område som ska scannas.

Benämning	Storlek (mm)	Art nr	Avdfp/st
Armerad trakealtub med kuff	5,0	100/110/050	5
Armerad trakealtub med kuff	6,0	100/110/060	5
Armerad trakealtub med kuff	7,0	100/110/070	5
Armerad trakealtub med kuff	8,0	100/110/080	5
Armerad trakealtub med kuff	9,0	100/110/090	5