



RüschFlex

Armerad trachealtub

Trachealtub armerad, böjd, med lågtryckscuff, med ett öga, för nasalt / oralt bruk, tillverkad av PVC, röntgentät med stämbandsmarkering. Steril, för engångsbruk. Latexfri.

Artikelnummer	Storlek mm	ID / YD mm	Längd mm	Avd.förp.
104202-035	3,5	3,5 / 5,8	220	5
104202-040	4,0	4,0 / 6,3	231	5
104202-045	4,5	4,5 / 6,8	255	5
104202-050	5,0	5,0 / 7,3	312	5
104202-055	5,5	5,5 / 7,8	318	5
104202-060	6,0	6,0 / 8,4	328	5
104202-065	6,5	6,5 / 9,0	334	5
104202-070	7,0	7,0 / 9,6	354	5
104202-075	7,5	7,5 / 10,2	356	5
104202-080	8,0	8,0 / 10,8	367	5
104202-085	8,5	8,5 / 11,3	382	5
104202-090	9,0	9,0 / 11,9	388	5
104202-095	9,5	9,5 / 12,4	389	5
104202-100	10,0	10,0 / 12,9	389	5

Armerad trachealtub med förmonterad ledare

Artikelnummer	Storlek mm	ID / YD mm	Längd mm	Avd.förp.
104204-050	5,0	5,0 / 7,3	312	5
104204-055	5,5	5,5 / 7,8	318	5
104204-060	6,0	6,0 / 8,4	328	5
104204-065	6,5	6,5 / 9,0	334	5
104204-070	7,0	7,0 / 9,6	354	5
104204-075	7,5	7,5 / 10,2	356	5
104204-080	8,0	8,0 / 10,8	367	5
104204-085	8,5	8,5 / 11,3	382	5
104204-090	9,0	9,0 / 11,9	388	5
104204-095	9,5	9,5 / 12,4	389	5
104204-100	10,0	10,0 / 12,9	389	5

Leverantör

Teleflex
MEDICAL

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Fågelviksvägen 9, 145 84 Stockholm
Tel. 08-88 03 60, Fax. 08-97 30 97, www.meteko.se