

Wero Solifix 10, kohesiv binda,  
vit, latexfri

2022-09-02

	<b>REF</b>	<b>Storlek</b>	<b>Antal AFP</b>	<b>Antal TFP</b>
	A91010.040.040-10	4cmx4m	10	100
	A91010.060.040-10	6cmx4m	10	100
	A91010.080.040-10	8cmx4m	10	100
	A91010.100.040-10	10cmx4m	10	50
	A91010.040.200-1	4cmx20m	1	22
	A91010.060.200-1	6cmx20m	1	16
	A91010.080.200-1	8cmx20m	1	12
	A91010.100.200-1	10cmx20m	1	10
	Latexfri elastisk fixeringsbinda för fixering av förband. Luftgenomsläpplig, glider inte och håller på så sätt förband på plats även runt leder och andra svårbandagerade ställen på kroppen. Kan steriliseras i gas eller ånga vid 121°C, tål röntgen- och gamma- strålning.			
	Elasticitet: ca 100%			
<b>Material:</b>	<b>NATURAL LATEX FREE</b>	36% bomull, 36% viskos, 28% polyamid. Vit		
<b>REACH föreskrifter:</b>	Produkt som omfattas av detta datablad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller giftiga ämnen, inklusive något av de ämnen (SVHC) som anges i den senaste tillgängliga versionen av kandidatförteckningen vilken publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).			
<b>Hållbarhetstid:</b>	5 år, förpackning märkt med tillverkningsdatum och LOT			
<b>Förpackning:</b>	Papp-ask			
<b>Transportlåda:</b>	TCF cellulosa			
<b>I enlighet med legala krav för:</b>	Medical Devices Regulation (EU) 2017/745, Class I			
<b>Basic-UDI-DI:</b>	76300161A9101ZP			
<b>Kvalitetskrav:</b>	I enlighet med 9001:2008 och/eller ISO 13485:2012, kvalitetssystem			
<b>Förvaringsrekommendation:</b>	Rekommenderad förvaring i rent, torrt utrymme i jämn temperatur. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.			
<b>Avfallshantering:</b>	Energiåtervinning eller blandat avfall			

Distributör:

OneMed Sverige AB  
Adress: Box 50  
401 20 Göteborg  
SE

Tel. 0770-111 115  
www.onemed.se

ONEMED