

Engångsskålar/set > Njurformade rondskålar i plast



Våra rondskålar är tillverkade i polypropylen.

Rondskålarna breda bas ger utmärkt stabilitet. Användandet av engångsrondskålar får anses vara ett utmärkt, ekonomiskt alternativ till rostfritt stål.

Dessa eliminerar all tvätt och disk av materialet samt sterilisering. Får ej användas för läkemedel som skall injiceras.

Finns sterila och osterila.

Materialspecifikation

Material: Polypropylen

Förpackning:

Peel-pack och kartong

Steriliseringmetod:

ETO eller ångsteriliseras 121°

Uppfyller standard

MDD 93/42/CEE 2007/47/EC EN ISO 9001:2008 EN ISO 13485:2004



Artikel nr	Produktbeskrivning	Avdpack	Transpack	Latex	PVC	S/OS	Mjukgörare
575533	Rondskål 700ml i plast, blå bulkfp	320	320	N	N	OS	NEJ
489-510	Rondskål 700ml i plast, blå styckförpackad	60	60	N	N	S	NEJ
575527	Rondskål 700ml i plast, blå styckförpackad	40	40	N	N	S	NEJ

Produktbladsnr 2406

Senaste versionen finns alltid på www.codantriplus.se

Utskriftsdatum 2015-11-03 10:15