


# Tillbehör för blodprovstagning



Stasband för flergångsbruk i latexfri lycra med spänne i polykarbonat

## Användarinstruktioner



## BD Vacutainer®-stasband med spänne för flergångsbruk

Art. nr.	Beskrivning	Förp./leveransförpackning
367218	Stasband för flergångsbruk i latexfri lycra med spänne i polykarbonat	6/60

### Dekontaminering

- Med alkoholbaserat desinfektionsmedel
- I tvättmaskin
- Behandling i autoklav, max. 121 °C



BD Sweden AB, Marieviksgatan 25, 117 43 Stockholm, Sverige

[bd.com](http://bd.com)

BD och BD-logotypen är varumärken som tillhör Becton, Dickinson and Company eller dess dotterbolag. ©2023 BD. Med ensamrätt. BD-000000