

REF	Färg	
2779-01	Grön	
<b>[ NATURAL LATEX FREE ]</b>		
<b>Material:</b> Huvuddel & topp Pannband Resår Knytbånd Sytråd		viskos nonwoven, grön Spunlace CV (viskos) nonwoven, vit Latexfri Spunbond pp nonwoven, vit Nylon och polyester, vit
<b>REACH föreskrifter:</b>		Produkten som omfattas av detta datablad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller giftiga ämnen, inklusive något av de ämnen (SVHC) som anges i den senaste tillgängliga versionen av kandidatförteckningen vilken publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).
<b>Egenskaper:</b>		En bekväm unisex op-mössa för vård och sjukhuspersonal. Tillverkad i ett mjukt material som andas med integrerat svettband för extra komfort. Skyddar även nacke och skuldror.
<b>Antal per förpackning:</b>		6 dispenserlådor à 50 st (= 300 st)/transportlåda
<b>Dispenserlåda:</b>		Kartong, mått 185x300x145 mm
<b>Transportförpackning:</b>		Kartong, mått 310x385x455 mm
<b>MBE (minsta beställningsbara enhet):</b>		Transportlåda (6 dispenserlådor à 50 st)
<b>I enlighet med legala krav för:</b>		Medical Devices Directive 93/42/EEC, Class I
<b>Produktkrav:</b>		Ej tillämpligt

<b>Kvalitetskrav:</b>	I enlighet med ISO13485	
<b>Etikettinformation:</b>	I enlighet med EN ISO 15223-1, EN980 och EN1041	
<b>Förvaringsrekommendation:</b>	Rekommenderad förvaring i rent, torrt utrymme i jämn temperatur. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus andra starka ljuskällor.	
<b>Avfallshantering:</b>	Energiåtervinning eller blandat avfall	
<b>Risk vid återanvändning:</b>	Produkten är avsedd för engångsbruk. Vid återanvändning kan produktens egenskaper försämrats och utgöra en patientrisk.	
<b>Streckkod</b>	Dispenserlåda	Transportlåda
<b>REF 2779-01</b>	6438129319705 2779-01 dispenser  6 438129 319705	6438129519709 2779-01 carton  6 438129 519709