



K-Active Tape, en vattenavstötande, elastisk och självhäftande sporttejp som kan sitta kvar på huden i flera dagar, eftersom den till skillnad från andra typer av tejp andas. Tejpen är av 100 % bomull och limmet är gjort av akryl. Limmet aktiveras genom friktion efter applicering. Tejpen lämnar inga rester kvar på huden och innehåller ingen latex.

### Egenskaper:

- Reducerar smärta och inflammation
- Gör trötta muskler avspända
- Korrigerar muskelfunktionen till normalläge
- Reducerar trycket på receptorerna
- Ger kortare rehabilitering
- Ger full rörlighet
- Ger stöd åt muskler i aktivitet
- Appliceras utan sträckning på utsträckt muskel
- Hudvänligt bomullsmaterial



Tejningen möjliggör full rörlighet i leden, jämfört med den traditionella idrottstejningen där leder tejpas för stöd och stabilitet men ofta begränsar rörligheten. Målsättningen med K-Active Terapi är att förbättra rörelseförmågan i leder och muskler samtidigt som den ger stöd och reducerar svullnad och inflammation.

Artikelnummer	Bredd	Längd	Färg
K6100	5 cm	5 m	Blå
K6120	5 cm	5 m	Rosa
K6140	5 cm	5 m	Beige
K6145	5 cm	5 m	Svart