



K-Active® Gentle Tape med Stratagel limteknologi! - extra skonsam mot huden!

Tejningen möjliggör full rörlighet i leden, jämfört med den traditionella idrottstejningen där leder tejpas för stöd och stabilitet men ofta begränsar rörligheten. Målsättningen med K-Active Terapi är att förbättra rörelseförmågan i leder och muskler samtidigt som den ger stöd och reducerar svullnad och inflammation.

Genom skonsamt lim rekommenderas tejpen för användning till barn, vid lymfbesvär, hos personer med diabetes, äldre patienter, samt vid behandling efter kirurgiska ingrepp.

Tapen är gjord av 100% bomull och ett Stratagel® lim som aktiveras genom lätt friktion efter applicering. Den lämnar inga rester kvar på huden och innehållet ingen latex.

Fördelar med Stratagel® lim:

- hög vidhäftningsförmåga med låg hudirritation
- hög andningsförmåga
- hypoallergent



Artikelnummer	Bredd	Längd	Färg
K6828	5 cm	5 m	Beige