

Skyddar dina mest sårbara patienter

3M™ Tegaderm™ CHG

I.V. -förband med klorhexidinglukonat



Egenskaper:

- Ett IV- förband som kombinerar reduktion av infektioner och säker fixering med möjlighet till kontinuerlig inspektion av insticksstället och god genomsläpplighet
- Kliniskt bevisad att reducera CVK- relaterade blodburna infektioner, CRBSI, med 60%
- Ger omedelbart och kontinuerligt antimikrobiellt skydd genom den integrerade CHG- geldynan
- Utformad för att minimera kateterrörelser och dislokation med slits och låsfunktion

Användningsområden:

- Centrala venkatetrar
- Perifera katetrar
- Specialkatetrar

Tegaderm CHG - Antimikrobiellt skydd				
3M Art.nr	Användningsområde	Storlek på förbandet	Storlek på dynan	Förband/fp
1657R	CVK, CDK, PICC, EDA	8,5 cm x 11,5 cm	3 cm x 4 cm	25
1658R	CVK, CDK, PICC, EDA	10 cm x 12 cm	3 cm x 4 cm	25
1659R	CVK, PICC	10 cm x 15,5 cm	3 cm x 7 cm	25
1660R	Artär, PVK	7 cm x 8,5 cm	2 cm x 2 cm	25
1665R	PORT	12 cm x 12 cm	6,2 cm x 4,9 cm	25