

Tork Xpress® Fristående Dispenser Multifold Handduk



Artikel	552200
Material	Plast
System	Multifold Handduk, system H2
Höjd	218 mm
Bredd	323 mm
Djup	116 mm
Färg	Vit

Tork Xpress® Fristående Dispenser Multifold Handduk i Elevation design fungerar som ett utmärkt alternativ till att erbjuda en trave med lösa handdukar på en bänkyta i toalettutrymmet. Tork Elevation dispensrar har en funktionell, modern design som skapar ett långvarigt intryck hos dina besökare.

www.tork.se

Kompakt storlek som passar perfekt när utrymmet är begränsat eller montering inte är möjlig

Exklusivt utseende och bättre hygien än med pappershanddukar i en trave

Utmatning av ett ark i taget minskar förbrukningen och ger förbättrad hygien

Leveransdata			
	Konsumentförpackning	Transportförpackning	Pall
EAN	7322540653168	7322540653168	7322540657135
Antal	1	1	84
Konsumentförpackning	-	1	84
Höjd	274 mm	274 mm	1794 mm
Bredd	169 mm	169 mm	800 mm
Längd	382 mm	382 mm	1200 mm
Volym	17.7 dm ³	17.7 dm ³	1.5 m ³
Nettovikt	1383 g	1.4 kg	116.2 kg
Bruttovikt	1383 g	1.8 kg	153.9 kg
Förpackningsmaterial	Kartong	Kartong	-

Välj en refillprodukt

Tork Xpress® Mjuk Multifold Handduk, H2 **100288**

Tork Xpress® Mjuk Multifold Handduk, H2 **120289**

Tork Xpress® Extra Mjuk Multifold Handduk, H2 **100297**

Alternativa produkter



952100



552500



551100

Kontakt

Essity Hygiene and Health AB
Professional Hygiene
Broplatsen 3
431 31 Göteborg

Telefon: 031-746 17 00

E-post: information.tork@essity.com