


Product Data Sheet

POLAR PULS / ELEKTRODBÄLTE

REF 91815B

Tryckt: 20.2.2015

REF	Storlek	
91815B		
		
Material:		
Egenskaper:		Mjukt plastbälte med spännband och sändarenhet. Används för mätning av pulsen till en träningsapparat som är förberedd för pulsmätning. Kan även användas när man har flera personer i träning samtidigt och mäter deras puls mot en klocka. Spännband kan köpas separat.
Steril produkt:		-
Hållbarhetstid:		-
MBA/st:		1
Avdelningsförpackning/st:		1
Transportlåda/st:		