

Proxident Munfuktgel pepparmint



Proxident Munfuktgel med mild pepparmintsmak, lindrar torra och känsliga munnar och ger en hal och fräsch känsla.

Den har en smart förpackning med pump som gör den enkelt och hygieniskt att applicera.

Benämning

Proxident Munfuktgel pepparmint

Artikelnummer

2101

EAN-kod

7392380021014

Beskrivning

Proxident Munfuktgel med pepparmintssmak lindrar torra och känsliga munnar samt ger en hal, fräsch och skön känsla i munnen.

Ingredienser

Aqua purificata, glycerin, xylitol, naturbetain, karrageenan, metylparaben, mild pepparmintaroma.

Innehåll

En flaska innehåller 50 ml.

Registrering

Proxident Munfuktgel pepparmint är registrerad som en medicinteknisk produkt klass 1 och är CE märkt.

Förpackning

Plastflaska av PE med en pump av PP.

Proxident

Box 470 SE-791 16 Falun, Sweden office phone +46 23 79 22 22 fax +46 23 79 22 01 info@proxident.se www.proxident.se VAT no 556867-5564

