



# PRODUKTFAKTABLAD

## Curi-Med Sårfilmsförband med sårdyna

**Produktbeskrivning:** Lämplig som bandage där sterila, vattentäta förband önskas, används till torrt eller lätt vätskande sår.

**Funktion:** Filmförband med sårdyna som har hög absorption. Filmen är bakterie- virus- och vattentät samt skyddar mot kontaminering utifrån. Sårfilmen går att duscha med. Sårfilmen är mjuk och flexibel och formar sig efter kroppens konturer. Sårfilmen har hög avdunstningskapacitet och hudvänligt klister, som säkerställer hög komfort och säker fixering. Sårdynan fastnar inte i såret vilket minimerar smärtan vid borttagande av bandaget. Filmen kan sitta upp till 5 dagar.

**Symboler:**



### Produktfakta:

**Utförande:** Sårfilmsförband med sårdyna, steril  
**Färg:** Transparent  
**Material:** Polyuretanfilm, acrylatlim, polyester och papper

**Hållbarhet:** 5 år  
**Förvaring:** Förvaras torrt, utan direkt solljus.

**Ytteremballage:** Wellkartong

**Märkning:** CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC, klass1S

**Destruktion av vara:** Kan brännas eller kastas bland hushållssoporna  
**Destruktion av emb:** Kan lämnas på kommunala återvinningscentraler, komposteras eller brännas



Art nr	Benämning	Storlek	Antal/förp	Antal förp/kart
220932	Sårfilmsförband med sårdyna	6x7 cm	100	16
220933	Sårfilmsförband med sårdyna	8x10 cm	70	16
220934	Sårfilmsförband med sårdyna	10x15 cm	40	16
220935	Sårfilmsförband med sårdyna	10x20 cm	40	16
220936	Sårfilmsförband med sårdyna	10x25 cm	40	16

**Datum:** 2015-03-02