



# PRODUKTFAKTABLAD

## Curi-Med Sårilmförband med ram

**Produktbeskrivning:** Används för att fixera primära förband och som skyddande förband över utsatta hudområden, samt som fixerande och skyddande förband över IV-kanyler, dränage och CVK-kateter.

**Funktion:** Sårfilmen är mjuk och flexibel och formar sig efter kroppens konturer. Sårfilmen har hög avdunstningskapacitet och hudvänligt klister, som säkerställer hög komfort och säker fixering. Ramsystemet ger en lätt och enkel applicering. Kan sitta i upp till fem dagar. Steriliserad med Ethylenoxid.

**Symboler:**

### Produktfakta:

**Utförande:** Sårfilmsförband med ram, sterilt, styckförpackat

**Färg:** Transparent

**Material:** Polyuretanfilm, akrylatklister och papper

**Hållbarhet:** 5 år

**Förvaring:** Förvaras torrt, utan direkt solljus

**Ytteremballage:** Wellkartong

**Märkning:** CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC. Klass 1S

**Destruktion av vara:** Kan brännas eller kastas bland hushållssoporna

**Destruktion av emb:** Kan lämnas på kommunala återvinningscentraler, komposteras eller brännas



Art nr	Benämning	Storlek	Antal/förp	Antal förp/kart
220961	Sårfilmsförband med ram	4,5x4,5 cm	200	16
220962	Sårfilmsförband med ram	6x7 cm	100	16
220963	Sårfilmsförband med ram	10x12 cm	100	16
220964	Sårfilmsförband med ram	10x25 cm	75	16
220965	Sårfilmsförband med ram	15x20 cm	50	16

**Datum:** 2014-08-20