



# PRODUKTFAKTABLAD

## Curi-Med Tubgas, kvalitet C

**Produktbeskrivning:** Tubgas används för fixering av sårförband, katetrar och nålar. Kan även användas som ett skydd under gipsbandage och kompressionsbandage. Latexfri och mycket hudvänlig och luftgenomsläpplig. Tubgasen är enkel att använda och skrynklar inte. Levereras i dispenserask och har en längd på 20 meter när den inte är utsträckt.

**Funktion:** Rundstickad tubförband av högkvalitet  
Elastisk på bredden  
Ska endast användas på intakt hud  
Kan steriliseras genom autoklavering i 134°C

**Symboler:**

### Produktfakta:

**Utförande:** Tubförband  
**Färg:** Naturvit  
**Material:** 100% oblekt bomull

**Hållbarhet:** 5 år  
**Förvaring:** Torrt och i rumstemperatur, ej i solljus.

**Märkning:** CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC, klass

**Ytteremballage:** Wellkartong

**Destruktion av vara:** Kan brännas eller kastas bland hushållssoporna  
**Destruktion av emb:** Kan lämnas på kommunala återvinningscentralen, komposteras eller brännas



Art nr	Benämning	Storlek	Antal/förp	Antal förp/kart
222428	Tubgas för fingrar och tår	St 01, 1,5cm x 20m	1	64
222429	Tubgas för fingrar och tår	St 12, 2,5cm x 20m	1	33
222430	Tubgas för händer och armar	St 34, 4cm x 20m	1	29
222431	Tubgas för armar, ben och huvud	St 56, 6cm x 20m	1	51
222432	Tubgas för huvud, ben och lår	St 78, 8cm x 20m	1	36
222433	Tubgas för liten kropp och huvud	St T1, 10cm x 20m	1	33
222435	Tubgas för vuxen kropp	St T2, 16cm x 20m	1	18

**Datum:** 2015-03-02