



Indikation:
Ortopediska operationer, stöd och avlastning. Osteril version. Används endast på intakt hud.

Latexfri elastisk binda - Primalast

MEDIPLAST® kan erbjuda Er PRIMALAST, en elastisk primabinda för stöd och avlastning samt för lättare kompression. Specialvävda kanter för att undvika att de fransar sig.

Bomull, peroxidblekt. Elasticitet: 90%. Längd: osträckt längd ca 2 meter. Krympfri. Tillverkad enligt EN ISO 13485.

PRIMALAST OSTERIL:
Osterilt bandage

PRIMALAST STERIL:
ETO steriliserad och levereras i peel-pack

| Art.nr. | Beskrivning | Avd.frp/ Trp.frp | Art.nr. | Beskrivning | Avd.frp/ Trp.frp |
|---------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|---------------------|
| 607027 | 4 cm x 5 meter | 20/240 | 607027S | 4 cm x 5 meter | 10/150 |
| 607028 | 6 cm x 4 meter | 20/400 | 607028S | 6 cm x 4 meter | 10/150 |
| 607029 | 8 cm x 4 meter | 20/320 | 607029S | 8 cm x 4 meter | 10/150 |
| 607030 | 10 cm x 4 meter | 20/240 | 607030S | 10 cm x 4 meter | 10/150 |
| 607034 | 12 cm x 4 meter | 20/240 | 607034S | 12 cm x 4 meter | 10/150 |
| 607032 | 15 cm x 4 meter | 20/160 | 607032S | 15 cm x 4 meter | 10/150 |

Avd.förp = min.kvant/best