


evercare® Pediatrisk självhäftande hålduk, 35 x 65 cm, variabel öppning

REF: 1511

evercare® Självhäftande hålduk, flexibel, steril med integrerad kantfixering ger enkel och snabb drapering för en mängd olika pediatrika ingrepp. Den är särskilt utformad för patienter med känslig hud, eftersom den självhäftande kanten är smalare och häftan är skonsammare mot huden än standardhåldukar. Särskilt lämplig för äldre patienter och neonatala patienter.

REF 1511



Egenskaper


- ▶ Enkel och snabb drapering
- ▶ Mjukare vidhäftning möjliggör skonsammare borttagning och omplacering av duken
- ▶ Uppfyller kraven i SS-EN 13795-1 Kritiskt produktområde med hög prestanda

REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
1511	Självhäftande, flexibel, steril hålduk för pediatrikt bruk, Blå	37 x 65 cm, självhäftande kant 2,5 cm	25 / 100

Försäljningsenhet: Transportförpackning

Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter. Steriliserad med EO (etylenoxid) enligt giltig version av ISO 11135-standard.



REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-01
EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10

I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

Uppfyller produktstandard:

EN13795-1

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Material

Komponent

Råmaterial och egenskaper

Laminat

PP nonwoven, blå/PE-film, blå

Varningar och rekommendationer

Varningar	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrans och korskontaminering kan uppstå. Får ej användas om förpackningen är skadad.
Förvaringsrekommendationer	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
Hållbarhetstid	5 år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek (L x V x H) mm
Enhetsförpackning	Medicinskt papper, Transparent	150 x 290
Dispenserförpackning	TCF eller ECF kvalitet	265 x 143 x 234
Transportförpackning	TCF eller ECF kvalitet	545 x 310 x 246
Förpackningstejp	Transparent	N/A

Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispenserförpackning	Transportförpackning
1511	06438129118728	06438129318722	06438129518726

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.