


Cutimed Sorbion


Egenskaper i detalj

Cutimed Sorbion har en unik inre kärna. De olika beståndsdelarna verkar tillsammans för att skapa en så effektiv sårhelingsmiljö som möjligt. Effektiviteten hos **Cutimed Sorbion** särskiljer sig kraftigt i förhållande till andra behandlingsalternativ.

Inre kärna



Expanderbar kant



Cutimed® Sorbion® Sachet

Oavsett om du har ett sår som kräver hög absorptionsförmåga, flexibilitet mot kroppens konturer eller specialdesignade förband finns lösningen i det breda sortimentet hos **Cutimed® Sorbion® Sachet**. Förbanden är enkla att applicera och med den unika Hydration Response-teknologin lämpar de sig särskilt för måttligt till kraftigt vätskande sår.

Cutimed® Sorbion® Sachet S



Superabsorberande förband

Den klassiska varianten, anpassad till många olika typer av sår.

- Snabb och säker absorptionsförmåga
- Hög retentionsgrad, även under kompression
- Bibehåller en fuktig sårmiljö
- Avlägsnar död vävnad i såret



Cutimed® Sorbion® Sachet EXTRA



Superabsorberande förband för extremt höga nivåer av sårvätska

Cutimed Sorbion Sachet EXTRA har ännu högre absorptionsförmåga, retentionsgrad och förmåga att binda patogener i såret än Sorbion Sachet S.

- Exceptionellt hög absorptionsförmåga
- Specifikt hög retentionsgrad
- Bibehåller en fuktig sårmiljö
- Avlägsnar död vävnad i såret
- Kan även användas under kompression


Indikationer



Cutimed Sorbion Sachet S/Extra:

- Venösa bensår /sår av blandad etiologi
- Diabetiska fotsår
- Trycksår
- Sekundärläkande sår, vätskande sår efter laparotomi
- Maligna sår och andra liknande typer av kraftigt vätskande sår

Produktöversikt

Cutimed® Sorbion® Sachet S	Storlek	Art.nr	Förband per låda
<p>Mångsidigt superabsorberande sårförband med hög användarkomfort för primär sårkontakt.</p>  	7,5 × 7,5 cm	7323200	10
	12 × 5 cm	7323203	10
	10 × 10 cm	7323206	10
	20 × 10 cm	7323209	10
	15 × 15 cm	7323212	10
	20 × 20 cm	7323215	10
	30 × 20 cm	7323218	10

Cutimed® Sorbion® Sachet Extra	Storlek	Art.nr	Förband per låda
<p>Vårt starkaste primära förband med ännu bättre absorptions- och retentionsförmåga.</p>  	5 × 5 cm	7323400	5
	7,5 × 7,5 cm	7323401	5
	10 × 10 cm	7323402	5
	20 × 10 cm	7323403	5
	20 × 20 cm	7323404	5
	30 × 20 cm	7323405	5

Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star	Storlek	Art.nr	Förband per låda
<p>Tack vare sin flexibla form särskilt lämpligt för applicering på ojämna kroppsdelar.</p>  		7323700	5
	ø 8 cm	7323701	10
		7323702	5
	ø 14 cm	7323703	10
		7323703	10