

3M™ Red Dot™ elektroder
EKG övervakningselektrod 2268-3



Liten storlek. Stort användningsområde.

Ett litet tillägg i vår breda portfölj av elektroder. För känslig hud som passar både små och stora patienter.

- Liten storlek möjliggör flexibel användning
- Skonsamt konduktivt häftämne över hela elektrodens yta förbättrar signalkvaliteten
- Låg profil ger god anpassning till kroppens konturer och hög komfort
- Röntgentransparent knapp
- Kan sitta upp till 2 dygn
- Flik för enkel borttagning

3M

3M™ Red Dot™ EKG elektrod 2268-3



Faktisk storlek



Konduktivt häftämne över hela elektrodens yta

Beställningsinformation

Artikelnummer	Namn	Diameter	Förpackning
2268-3	3M™ Red Dot™ EKG elektrod	3,175 cm	3/förp, 200 förp/lev förp 600 elektroder/lev förp

