

AbdoCare - Gördel

ART.NO 50225, 50226, 50237

AbdoCare är en elastisk gördel som ger smärtlindring genom effektivt stöd och kompression. Möjliggör tidig mobilisering efter operation. Gördeln är enkel att anpassa och applicera direkt efter operation. Storleken/kompressionsgraden/formen kan enkelt justeras då kardborren kan fästas över hela gördelns yta. AbdoCare finns i tre olika höjder och i storlekar med stort intervall. En storlek kan användas som universalstorlek och förenklar därmed lagerhållning. Gördeln kan också göras lägre genom att klippa av en höjdnivå. Vid behandling av stomibräck går det att klippa i hål i AbdoCare för att frilägga stomin. Färg vit.

Kompressionsgrad: Medel, 2 av 3.

Indikationer: För postoperativ vård, efter thorax och/eller bukoperationer för att avlasta sår, minska risken för serom/infektioner och bräckbildning. Rekommenderas för olika typer av lätta bräck samt vid tillverkning av stomigördel.

Material: Polyester 65%, Nylon 19%, Spandex 16%. Latexfri.

Tvättråd: Maskintvätt 40°-60° C. Kan tvättas i upp till 95° C ca 10 gånger (produktens livslängd förkortas vid tvätt i 95° C). Förslut kardborrband. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel eller mjukmedel. Kemtvätta ej. Ej strykning. Torktumla ej.

Måttagning: Omfångsmått runt bälgen över tänkt placering.

Art.nr	Höjd	Strl 1 Omkrets cm	Strl 2 Omkrets cm	Strl 3 Omkrets cm	Strl 4 Omkrets cm	Strl 5 Omkrets cm
50225	23 cm	75 – 100	95-120	115-140	140-190	-
50226	30 cm	75 – 100	95-120	115-140	140-190	190-240
50237	37 cm	-	-	-	-	190-240



50225: 23 cm hög



50226: 30 cm hög



50237: 37 cm hög

