

URINDROPPSAMLARE

Silikon

BARDs avancerade urindroppssamlare hjälper män att förbättra sin livskvalitet. Dess innovativa material, förbättrade häfta och nya produktform gör urindroppssamlaren till ett bekvämt och pålitligt kontinensval. Vårt breda sortiment av urindroppssamlare ger valmöjlighet. Våra varierade designformer och storlekar försäkrar att män, inklusive de som tidigare var svårangepassade, kommer att hitta ett alternativ som både passar bra och stannar på plats hela dygnet.

BARDs urindroppssamlare ger:

- Överlägsen andningsförmåga för ökad komfort och optimal kontakt med huden
- Mjukt silikon och jämt fäste för säker placering
- Genomskinligt hölje för enkel och visuell inspektion av huden
- Design som motverkar veckning och därmed försäkrar jämnt urinflöde

SPiRiT™
HYDROCOLLOID ADHESIVE SHEATH

Spirit™ är en ny typ urindroppssamlare som är gjord av ett mer andningsbart silikonmaterial. Tillsammans med en ny typ av häfta gjord av hydrokolloid försäkrar silikonerna en god andningsförmåga samtidigt som den är mjuk och komfortabel att använda.

Modell 1



Standard längd som ger ett bra fäste samt är mjuk och andningsbar. Längd ca 8 cm.

	Storlek Ø	Omkrets	Längd	30/Box Art. nr.	100/Box Art. nr.
S	25mm	78 mm	7,6 cm	35301	35101
M	29mm	91 mm	7,6 cm	35302	35102
M/L	32mm	100 mm	7,6 cm	35303	35103
L	36mm	113 mm	7,6 cm	35304	35104
XL	41mm	129 mm	7,6 cm	35305	35105

Modell 2



En lite kortare version som har samma goda fäste samt är mjuk och andningsbar. Längd 5 cm.

	Storlek Ø	Omkrets	Längd	30/Box Art. nr.	100/Box Art. nr.
S	25mm	78 mm	3,8 cm	37301	37101
M	29mm	91 mm	3,8 cm	37302	37102
M/L	32mm	100 mm	3,8 cm	37303	37103
L	36mm	113 mm	3,8 cm	37304	37104
XL	41mm	129 mm	3,8 cm	37305	37105

Modell 3



Standard längd med extra häftyta som också går längre framåt, och är designad för att förebygga oavsiktlig lossning. Längd 8 cm.

	Storlek Ø	Omkrets	Längd	30/Box Art. nr.	100/Box Art. nr.
S	25mm	78 mm	7,6 cm	39301	39101
M	29mm	91 mm	7,6 cm	39302	39102
M/L	32mm	100 mm	7,6 cm	39303	39103
L	36mm	113 mm	7,6 cm	39304	39104
XL	41mm	129 mm	7,6 cm	39305	39105

URINDROPPSAMLARE

Silikon

Den välkända, komfortabla urindroppssamlaren för män med integrerat häfta i silikonhöljet.

UltraFlex®
Self-Adhering Male
External Catheter



Standard längd som ger ett bra fäste samt är mjuk och andningsbar.

Pop-On®
Self-Adhering Male
External Catheter



En lite kortare version som har samma goda fäste samt är mjuk och andningsbar.

WideBand®
Self-Adhering Male
External Catheter



Standard längd med extra häftyta som även går längre framåt, och är designad för att förebygga oavsiktlig lossning.

Natural®
Non-Adhesive Male
External Catheter



Har ingen häftyta. Är ideell för personer som även använder tappningskateterisering varje dag. Med en box medföljer tre återanvändningsbara skumband.

Storlek Ø	Längd	30/Box Art. nr.	100/Box Art. nr.
25mm	7,6 cm	33301	33101
29mm	7,6 cm	33302	33102
32mm	7,6 cm	33303	33103
36mm	7,6 cm	33304	33104
41mm	7,6 cm	33305	33105

Storlek Ø	Längd	30/Box Art. nr.	100/Box Art. nr.
25mm	3,8 cm	32301	32101
29mm	3,8 cm	32302	32102
32mm	3,8 cm	32303	32103
36mm	3,8 cm	32304	32104
41mm	3,8 cm	32305	32105

Storlek Ø	Längd	30/Box Art. nr.	100/Box Art. nr.
25mm	7,6 cm	36301	36101
29mm	7,6 cm	36302	36102
32mm	7,6 cm	36303	36103
36mm	7,6 cm	36304	36104
41mm	7,6 cm	36305	36105

Storlek Ø	30 styck och 3 band/Box Art.nr
25mm	38301
29mm	38302
32mm	38303
36mm	38304
41mm	38305
Skumband (10 band pr. box)	48170