



Micro Mist

Nebulisator Micro Mist - Latex- och DEHP fri

Inhalator, graderad skala 6 ml, nebuliseringsmängd 0,3 - 0,35 ml / min.
 Fungerar även vid 90° lutning. Partikelstorlek = > medelstorlek 2,7 µ.
 Restvolym = > 0,35 - 0,5 ml.
 Rekommenderad minimivolym 1 ml, rekommenderat flöde 8 LPM
 Knicksäker slang med starlumen.
 Osteril, för engångsbruk. 50 st / förp.

Material:
 Mask: PVC
 Kopp: Polystyrene
 T-stycke: Styrene-Bytadiene

Art.nr.	Nebulisator	T-stycke	Munstycke	Reservoar- slang 15 cm	Oxyg.slang 210 cm	Standard konektor	Universal konektor	Vuxen mask	Barn mask
HU-41880P*	X								
HU-41883P*	X	X	X	X	X	X			
HU-41890	X								
HU-41891P	X	X			X	X			
HU-41892P	X	X	X		X	X			
HU-41893P	X				X	X		X	
HU-41894P	X				X	X			X
HU-41895P	X	X	X	X	X		X		
HU-41898P	X				X		X	X	

* HU-41880 och HU41883 har 18 mm konektor övriga har 22 mm konektor

Leverantör

Teleflex
MEDICAL

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv
 Tel. 08-88 03 60, www.mediq.se, marknad@mediq.com

2016-07