

# Produktblad



## Surgifix tubnät

Surgifix rekommenderas för att hålla bland annat förband på plats på ett mycket lämpligt sätt. Tack vare att den finns i många storlekar passar den på alla delar av kroppen, även dem som ofta är svåra att bandagera.

Förpackningen är tillverkad för att spara tid vid behandling och lagringen av nätet i förpackningen gör att produkten bibehåller sin elasticitet.

25 meter/rulle

**Material:** polyester 38%, polyamid 35%, latex 27%



Storlek	Artikelnummer
1	1902440
2	1902450
3	1902460
4	1902470
5	1902480
6	1902500
7	1902510
8	1902520
9	1902530
10	1902540

