

Tork Xpress® Multifold Handduk



Artikel	471146
System	H2
Lager	2
Tryck	No
Vikt längd	7.8 cm
Mönsterprägling	Yes
Ovikt längd	23.4 cm
Ovikt bredd	21.3 cm
Färg	Vit

Tillgodose grundläggande handavtorkningsbehov med Tork Xpress® Mjuk Multifold Handduk i Universal-kvalitet som ger bra värde för pengarna. Dessa handdukar passar i Tork Xpress® Dispenser Multifold Handduk för toalettutrymmen med medelhög besöksfrekvens. Den får plats i små utrymmen och erbjuder dina gäster både komfort och hygien.

www.tork.se

Ett prisvärt alternativ med handdukar som täcker grundläggande behov

Unikt Tork Polypack: Handdukarna kan tas ut direkt från paketet och användas där de behövs.

Utmatning av ett ark i taget minskar förbrukningen och ger förbättrad hygien

Leveransdata			
	Konsumentförpackning	Transportförpackning	Pall
EAN	7322540759204	7322540759310	7322540767650
Antal	190	3800	121600
Konsumentförpackning	-	20	640
Höjd	150 mm	213 mm	1854 mm
Bredd	80 mm	400 mm	800 mm
Längd	213 mm	600 mm	1200 mm
Volym	2.56 dm ³	51.12 dm ³	1.64 m ³
Nettovikt	397.7 g	8 kg	254.55 kg
Bruttovikt	404.7 g	8.4 kg	269.79 kg
Förpackningsmaterial	Plastic	Plastic	-

Kompatibla produkter

Tork Xpress® Mini Dispenser Multifold Handduk 552108

Tork Xpress® Fristående Dispenser Multifold Handduk 460005

Tork Xpress® Fristående Dispenser Multifold Handduk 552200

Liknande produkter



129089



100288



150100

Miljömärkningar/Fördelar



For Wiping



The mark of responsible forestry



For Wiping



For Wiping

Kontakt

Essity Hygiene and Health AB
Professional Hygiene
Broplatsen 3
431 31 Göteborg

Telefon: 031-746 17 00

E-post: information.tork@essity.com