

## Andningsslangar (Vuxna)

### MODELLNUMMER:

RT380: Evaqua 2 för vuxna

RT385: Evaqua 2 för vuxna med tryckmätningsslang

### PRESTANDASPECIFIKATIONER

#### Motstånd mot flöde vid 45 L/min som förpackad

Inandning	2,18 cmH <sub>2</sub> O
Utandning	1,83 cmH <sub>2</sub> O

**Slanglängd** 1,5 m

**Eftergivlighet** 2,1 mL/cmH<sub>2</sub>O

**Intervall för  
omgivningstemperatur** 18–26 °C / 64–79 °F

**Komprimerbar volym** 1,60 L

**Maximalt kammar  
driftstryck** 8 kPa

**Användningstid** 14 dagar

**Kompatibilitet** Kompatibel med 700-seriens  
och MR850-befuktare

### FILTER

#### Filtreringseffektivitet

Virus-	≥ 99,99 %
organism	ψ174 bakteriofag
Bakterie-	>99,999 %
organism	Bacillus subtilis
Genomsnittlig partikelstorlek	3 µm

### KOMPONENTER OCH SAMMANSÄTTNING

<b>Filter medföljer</b>	Ja
<b>Huvudsakliga material</b>	Polyetylen
<b>Material</b>	Innehåller ingen naturlig gummitalex, kan innehålla BPA eller DEHP
<b>Tillverkningsätt</b>	Framställt i en kontrollerad arbetsmiljö
<b>Kassering</b>	Förbränning eller enligt sjukhusets protokoll.
<b>Kartongstorlek</b>	Låda med 10



### MYNDIGHETSBESTÄMMELSER

<b>Klassificering</b>	Au IIa, EU IIa, Kanada II, USA II
<b>Tillverkningsland</b>	Nya Zeeland
<b>Avsedd användning</b>	Enpatientsbruk, max 14 dagar
<b>Informerad myndighet</b>	TÜV SÜD Product Services GmbH, 0123