

## evercare<sup>®</sup> Kirurgiska kompresser, gasväv med röntgentråd, sydda, sterila





REF: 3217-01, 3218-01, 3219-01, 3220-01

evercare<sup>®</sup> Kirurgiska kompresser med röntgentråd, sydda, sterila är högkvalitativa kirurgiska kompresser av gasväv. De har färgkodning för enkel produktidentifiering och ett numeriskt kontrollsystem för räkningshjälp. Kontrollsystemet innehåller följande information: färgkod, REF-nummer, produktens torrvekt, antal individuella svabbar, storlek på enskilda kompresser, material och kontrollbatchnummer. Som en del av produktionsprocessen räknas och kontrolleras produkterna av en metalldetektor och materialet dammsugs för att minimera lösa trådar. Inkluderar en extra nonwoven-påse under den sterila barriären för att möjliggöra aseptisk teknik när produkten tas ut ur påsen och hålls på plats.

### Egenskaper

- ▶ Detekterbar med röntgen
- ▶ Steriliserad med EO
- ▶ Numeriskt kontrollsystem
- ▶ Färgkodningssystem för enkel produktidentifiering
- ▶ Förpackade i en luddfri förpackning som är lätt att öppna
- ▶ Hög absorptionsförmåga
- ▶ Röntgentråden är säkert fastsvetsad på gasväven
- ▶ Röntgentråd som är fri från PVC och ftalater
- ▶ Sydda kanter




REF	Beskrivning	Färgkod	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
3217-01	Kirurgiska kompresser, röntgentråd, gasväv, sydda, 4-lags, 5-pack, sterila, Lila		10 x 60cm	120 / 720
3218-01	Kirurgiska kompresser, röntgentråd, gasväv, sydda, 8-lags, 5-pack, sterila, Grön		10 x 60cm	65 / 390
3219-01	Kirurgiska kompresser, röntgentråd, gasväv, sydda, 12-lags, 5-pack, sterila, Röd		10 x 60cm	50 / 300
3220-01	Kirurgiska kompresser, röntgentråd, gasväv, sydda, 12-lags, 5-pack, sterila, Orange		10 x 10cm	100 / 600

Försäljningsenhet: Transportförpackning

## Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter. Steriliserad med EO (etylenoxid) enligt giltig version av ISO 11135-standard.



### REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

### Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-7  
EN ISO 10993-10  
EN ISO 10993-11

### I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

### Uppfyller produktstandard:

EN ISO 11135, EN 14079

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

## Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
Gasväv	100 % bomull, 17 trådar/cm <sup>2</sup> , vit
Röntgentråd	PP, DEHP-fri, PVC-fri, ftalatfri röntgentråd (med bariumsulfat), svart
Sytråd	100 % bomull, vit
Inneförpackning	PP spunbond nonwoven, vit

## Varningar och rekommendationer

<b>Varningar</b>	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrans och korskontaminering kan uppstå. Kontrollera alltid antalet artiklar innan användning. Om antalet ej överensstämmer med det angivna antalet på förpackningen, använd ej produkten.
<b>Förvaringsrekommendationer</b>	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme mellan 15 - 25 °C. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
<b>Avfallshantering</b>	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
<b>Hållbarhetstid</b>	5 år

## Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek ( L x V x H ) mm
<b>Enhetsförpackning</b>	Medicinskt papper, PP/PE film	3217-01: 150 x 280 3218-01: 150 x 280 3219-01: 150 x 280 3220-01: 150 x 185
<b>Dispensförpackning</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	3217-01: 273 x 155 x 250 3218-01: 273 x 155 x 250 3219-01: 273 x 155 x 250 3220-01: 185 x 155 x 250
<b>Transportförpackning</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	3217-01: 285 x 520 x 480 3218-01: 285 x 520 x 480 3219-01: 285 x 520 x 480 3220-01: 262 x 570 x 325
<b>Förpackningstejp</b>	PVC-fri, Transparent	N/A

## Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispensförpackning	Transportförpackning
<b>3217-01</b>	06438129119473	06438129319477	06438129519471
<b>3218-01</b>	06438129119480	06438129319484	06438129519488
<b>3219-01</b>	06438129119497	06438129319491	06438129519495
<b>3220-01</b>	06438129119503	06438129319507	06438129519501

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.