

First Care Tactical Trauma Treatment T3 Första förband

T3 är packad för fältmässigt bruk. Dubbla vakuumpackningar garanterar att sterilitet bibehålls på förbandet. T3 inkluderar dubbla sårpads och en elastisk mycket hållbar binda.

2 stycken 10cm x 18cm sårpad fast i en 10cm x 4.5m elastisk binda.

First Care är en serie unika självlåsande förband med en inbyggd bygel som under tryck stoppar blodförluster i samband med djupa sår. First Cares förband är framtagna så att den skadade själv eller en annan person utan djupare kunskap om förbandsomläggning snabbt och enkelt kan lägga om och hantera annars svåra sårskador med stora blodflöden.

Fördelar med First Care förbanden;

- sårpad som inte fastnar i såret och förhindrar därmed att såret går upp igen eller orsakar onödig smärta
- bygel som i kombination med tryck stoppar blodflödet snabbt
- bandagens stopper förhindrar utrullning om användaren skulle tappa bandaget under såromläggningen
- självlåsning utan knutar, clips, tejp eller liknande
- dubbla vakumförpackningar bibehåller steriliteten och förminskar bandagens storlek med 20-50%
- förpackningen är tyst och avger inga ljud under hantering och öppnande

First Care är en Israelisk produkt som med sin utformning slår tidigare första förband som vi har kommit över. Förpackningen är synnerligen fältmässig genom att den är förpackad i dubbla vakuumpackningar. Det är en minimal risk att detta förbands sterilitet förstörs i sjukvårdsfodralet på grund av fältmässigt bärande.

Förbandets storlek är också en stor fördel. Liten volym borgar för att den verkligen medförs. Passar utmärkt i uniforms- och jaktkläders fickor.

T3 innehåller dubbla sårpads. Padsen kan användas på ett större sår, alternativt delas och användas på exempelvis in- och utgångshål vid skottskada. Padsen kan också användas för tamponering.

T3 har också en extra gasbinda fäst i förbandet. Denna gasbinda kan användas för sårrengöring eller för att applicera extra tryck.